

**YAMADA**

# PULSE OXIMETER

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว MODEL **M120**


• วัด SpO<sub>2</sub>  
(ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด)

• วัด PR/Heart rate  
(อัตราการเต้นของหัวใจ)

• วัด PI (Perfusion Index)  
(อัตราการไหลเวียนของเลือด)

• วัด RR (Respiratory Rate)  
(อัตราการหายใจ)

• Plethysmogram  
(กราฟแสดงการแปรผันของปริมาณออกซิเจน)



แสดงผล  
หน้าจอได้  
**4**  
ทิศทาง

**890.-/Pc**

## ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ

- คลินิก
- กีฬาเพื่อสุขภาพ (ใช้ก่อนหรือหลังเล่นกีฬา)
- การดูแลสุขภาพ



### วิธีใช้

- วางนิ้วมือ 1 นิ้ว เข้าไปในช่องวัดของเครื่องวัดออกซิเจนโดยให้ผิวเล็บขึ้นด้านบน แล้วปล่อยที่นิ้ว
- กดปุ่ม แล้วเครื่องวัดออกซิเจนจะเข้าสู่สถานะการทำงาน

### ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการกดของเหลวลงบนอุปกรณ์ขณะทำความสะอาด

### คำเตือน

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

## รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

หน้าจอ OLED	OLED DISPLAY
จอแสดงผลหลายมิติ	MULTI-DIRECTIONAL DISPLAY
มีเสียงแจ้งเตือน	ALARM FUNCTION OPERATION
ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งาน 8 วินาที	AUTO POWER OFF
การวัดที่รวดเร็วภายใน 15 วินาที	FAST MEASUREMENT

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท สยามเอสดีเวิลด์ จำกัด : 253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ : 02-016-6666

ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO13485



1260

ใบอนุญาตเลขที่ ขพ.1204/2564

## FUNCTION



แจ้งเตือนอัตรา  
การเต้นของหัวใจ  
ผิดปกติ



สามารถใช้  
แหล่งจ่ายไฟ  
ประเภท C



แจ้งเตือนด้วย  
เสียงพูด  
ภาษาไทย จีน อังกฤษ



แจ้งเตือน  
แสดงสถานะ  
ฟ้าพื้นแขน



ตัวบ่งชี้ระดับ  
ความดันโลหิต



จอแสดงผล  
Display Screen



แสดงค่าเฉลี่ยข้อมูล  
3 ชุดล่าสุด



ทำการวัดได้เพียง  
กดปุ่มเดียว  
(START/STOP)



ใช้งานได้สำหรับ 2 คน  
โดยมีหน่วยความจำ  
2 x 90 ความทรงจำ



## ในชุดประกอบด้วย

- เครื่องวัดความดันโลหิต
- ผ้าพันแขน 1 ชิ้น
- ถ่าน 3A จำนวน 4 ก้อน



## คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

1,690.-/Pc



## รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

แหล่งจ่ายไฟ	DC 6V, 4xAAA BATTERIES
Power Supply Type-C	DC 5V, 1A
วิธีการวัด	OSCILLOGRAPHIC
ช่วงการวัด	PRESSURE : 0-290mmHg PULSE VALUE : 40-199 TIMES/MIN
ค่าความคลาดเคลื่อน	PRESSURE : ± 3mmHg (±0.4kPa) PULSE VALUE : ± 5%
อุณหภูมิในการทำงาน /ความชื้น	TEMPERATURE : 5°C-40°C, RH: 15%-80 PRESSURE : 70-106kPa
ขนาดสินค้า	109 x 137 x 82 mm
ขนาดรอบแขน	22-42 cm